

## LOWARA FHF 101391893 80-160/185 SC CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 101391893 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 101391893 80-160/185 SC CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391893



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1500-3500
Flujo m <sup>3</sup> /h	90-210
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2945-2955
Potencia kW	18.5
Potencia en HP	25.5
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø160
Puerto de descarga	DN 80
Puerto de descarga	DN 80
Peso kg	73
Peso lb	161
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO