

## LOWARA FHF 125-200/550 CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 125-200/550 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 125-200/550 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 125-200/550



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	2000-9167
Flujo m <sup>3</sup> /h	120-550
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2970-2975
Potencia kW	55
Potencia en HP	75.9
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø200
Puerto de descarga	DN 125
Puerto de descarga	DN 125
Peso kg	113
Peso lb	249
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO