

LOWARA FHF 125-270/1320 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 125-270/1320 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 125-270/1320 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 125-270/1320



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	2500-10000
Flujo m ³ /h	150-600
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2975-2980
Potencia kW	132
Potencia en HP	182.2
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø270
Puerto de descarga	DN 125
Puerto de descarga	DN 125
Peso kg	132
Peso lb	291
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO