

LUXÓMETRO PORTÁTIL SPER SCIENTIFIC (USA) MODELO 840020



- Medidor de luz en unidades LUX / FC, Respuesta rápida, estable y precisa.
- Controla los niveles de luz visible en cualquier lugar con una respuesta rápida, estable y precisa. Los resultados se leen fácilmente en la pantalla LCD extra grande (1½ "de alto, 38,1 mm) con gráfico de barras, indica batería baja y sobre rango.
- El sensor cumple con el espectro fotópico C.I.E., corrección del coseno y color. También leerá luz LED.
- Posee características como salida a computadora RS232, min/max, apagado automático, ajuste de cero externo, función de retención (HOLD) y un conector para trípode. El medidor de luz en unidades lux / footcandle viene listo para usar con una batería de 9V, instrucciones, estuche acolchado suave con correa para el hombro y sensor desmontable (con cable de 44 ") con cubierta para facilitar reemplazo o reparación.

N.I.S.T. certificado de calibración rastreable disponible (solo a pedido).

Dimensiones: 7¾ "× 2¾" × 1¼ "(197 × 70 × 32 mm).

Peso: 10 oz (283 g).



SKU: N / A | **Categorías:** [Sper Scientific](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO