

## LUXÓMETRO PORTÁTIL SPER SCIENTIFIC (USA)



**Código del Producto: BellMEDI**

**Respuesta rápida, estable y precisa**

Controle los niveles de luz visible en cualquier lugar con una respuesta rápida, estable y precisa. Los resultados se leen fácilmente en la pantalla LCD extra grande (1½ "de altura, 38,1 mm) con gráfico de barras, batería baja e indicaciones sobre rango. El sensor corregido de color y coseno cumple con el espectro fotópico CIE. Leerá la luz LED. función de pico, apagado automático, ajuste de cero externo, función de retención y un trípode trasero. El medidor de lux / footcandle viene listo para usar con una batería de 9V, instrucciones, estuche acolchado suave con correa para el hombro, y un sensor desmontable (con 44 " cable) con tapa para facilitar el reemplazo o la reparación. Certificado de calibración rastreable NIST disponible.

**Dimensiones del medidor:** 7¾ "x 2¾" x 1¼ "(197 x 70 x 32 mm)

**Peso:** 10 oz (283 g)

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sper Scientific](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO