

ESTUCHE DE TRANSPORTE (LARGO) PARA PENETRÓMETRO DE CONO DINÁMICO (DCP)



- Nuestro estuche de transporte largo para penetrómetro dinámico de cono (DCP) con espuma personalizada, fabricado por Pelican, es hermético, con cerradura y a prueba de polvo. Es lo suficientemente largo para sostener las varillas impulsoras DCP de 48 " y las básculas verticales y viene equipado con nuestra espuma personalizada que proporciona compartimentos seguros para sus componentes DCP. La caja cuenta con ruedas de transporte, válvula de purga de presión atmosférica, tres manijas convenientemente ubicadas en diferentes lados y una garantía limitada de por vida. Este estuche fue desarrollado para el Kit DCP de lujo para aeródromo DCP (producto n. ° K-100 AD). Dimensiones: 54 " x 17 7/16 " x 6 1/16 " Cumple con los requisitos MIL-STD 810.
- Peso: 25lbs
- Dimensión: 54 x 17 x 7 pulgadas

SKU: N / A | **Categorías:** [K-100 DCP Piezas](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO