

## MALETA



### Características

- Para facilitar el transporte de los analizadores de leche modelos LACTOSCAN S estándar y opciones, LACTOSCAN S PFP estándar y opciones y LACTOSCAN SA estándar y opciones.
- Dimensiones (W x D x H): 45x17,5x34 mm
- Peso:<2,3 kg
- Caja de aluminio

**SKU:** LACTOSCAN-MALETA | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO