

MANGAS HYDRA BLINDADOS 2 " Y 1 LITRO



[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Características**

- *El dispositivo sin purga proporciona un volumen de muestra más grande, un litro completo, en pozos de 2 "y más grandes.
- *Las Mangas Hydra blindadas tienen una funda exterior protectora que duplica con creces el grosor de la pared.
- *Las Mangas Hydra blindado podría ser útil en pozos de acero, perforaciones abiertas o en cualquier lugar donde un HydraSleeve pueda entrar en contacto con bordes irregulares o un mayor potencial de abrasión.
- *Desechable
- *Se adapta a pozos de 2 "Schedule 40 y más grandes (no caben en PVC de 2" Schedule 80)
- *Material estándar = virgen 7 mil PE
- *Volumen máximo absoluto obtenible sin derramar = 1.1 litros
- *Requiere el uso de 16 oz.

Especificaciones

[/vc_column_text][vc_table][14px]Tumbarse%20en%20el%20suelo,[14px]2.75%20%22de%20ancho%20x%2038%22%20de%20largo|[14px]Di%20C3%A1metro%20lleno,[14px]1.75%20%22|[14px]Volumen%20lleno,[14px]~%201000ml|[14px]Trazo%20de%20relleno,[14px]38%20%22[/vc_table][[/vc_column][[/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Mangas Hydra De 2 "](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO