

MANGAS HYDRA DE 1 LITRO Y 2 "



[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Características**

*El dispositivo sin purga proporciona un volumen de muestra más grande, un litro completo, en pozos de 2 "y más grandes.

Desechable

*Se adapta a pozos de 2 "Schedule 40 y más grandes (no cabe en PVC de 2" Schedule 80)

*Material estándar = virgen 4 mil PE. Resistencia a la tracción 15-25 lb.

*Volumen máximo absoluto obtenible sin derramar 1,2 litros

*Requiere el uso de 8 oz.

Especificaciones

[/vc_column_text][vc_table][14px]Medidas%20en%20el%20suelo,[14px]2.75%20%22de%20ancho%20x%2038%22%20de%20largo|[14px]Di%C3%A1metro%20lleno,[14px]1.75%20%22|[14px]Volumen%20lleno,[14px]~%201000ml|[14px]Trazo%20de%20relleno,[14px]38%20%22[/vc_table][[/vc_column][[/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Mangas Hydra De 2 "](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO