

MANÓMETROS



SKU: N / A | **Categorías:** [Artículos técnicos](#) - [Cristalería](#) - [Plástico](#) - [Porcelana](#) - [Tercera cocción](#) - [Serigrafía](#), [Ceramic Instruments](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Serie de precisión de calibres Vernier:

Capacidad:

mm.300
mm.500
mm.600
mm.800
mm.1000

Serie de talleres de calibres Vernier:

Capacidad:

mm.300
mm.500
mm.600
mm.1000

Medidores electrónicos centesimales:

Capacidad:

mm.150
mm.300
mm.500
mm.1000

Calibres para agujeros

Micrómetros con esfera (espesores)

Manuales:

- [medidor electronico](#)
- [micrómetros \(medidores de espesor\)](#)
- [medidores para agujeros](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO