

MÁQUINA CORTADORA Y SELLADORA MANUAL BLIST PACK



La forma compacta de los equipos es adecuada para trabajar en ensayos clínicos, ensayos de estabilidad y muestras para comercialización y pequeños lotes para realizar en laboratorios de I + D.

SKU: N / A | **Categorías:** [Mini máquina cortadora y empaquetadora manual de blíster](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Mini - Blist - Pack está diseñado para sellar ampollas preformadas con el material de tapa ya adherido a la cubierta del blíster. Puede sellar envases tipo blister llenos de comprimidos o cápsulas.

Nota:

- Se pueden comprar blísteres preformados y láminas de aluminio.
- El cliente debe especificar el tamaño de las tabletas, la cantidad de tabletas que se empaquetarán y el tamaño del blister.
- El cliente debe especificar el diseño / logotipo para imprimir en las láminas de aluminio.

Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-24-20-01-0100
Modelo	BellMaqCorSel-10
Rango de temperatura	10-100 ° C
Voltaje	110v / 220v - Monofásico - 50/60 Hz
Tiempo del ciclo	10 paquetes / minuto

- Modelo de laboratorio de sobremesa compacto que cumple con los estándares.
- Ideal para I + D, pistas de estabilidad y muestras con fines de marketing.
- La máquina de sellado Mini-Pack puede sellar 1 blíster por golpe entre nuestros moldes estándar.
- Se pueden comprar ampollas preformadas.
- La operación de sellado es manual y luego el sellado del blíster depende de la presión aplicada por el operador.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO