

## MÁQUINA DE HIELO DE LUJO (100KG)



### Área aplicable

- Hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.
- Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h): 100
- Capacidad de almacenamiento de hielo (kg): 40
- Forma de hielo: Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
- Corriente de entrada (w): 520
- Temperatura de agua: 2~15°C
- Tanque: Acero inoxidable

**SKU:** BellMaqCopNiev-100 | **Categorías:** [Máquina de hielo de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**Pequeñas partículas de hielo de nieve irregular**

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMaqCopNiev-100
Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h)	100
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg)	40
Forma de hielo	Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
Corriente de entrada (w)	520
Condensación	Aire acondicionado
Temperatura ambiente	10~35°C
Temperatura de agua	2~15°C
Tanque	Acero inoxidable
Refrigerante	R134a
Accesorios estandar	1-Tubo de entrada de agua / 1-Tubo de drenaje / 1-Cuchara de hielo
Accesorios Opcionales	Filtro
Fuente de alimentación	AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ
Peso neto (Kg)	58
Peso Bruto (kg)	82
Tamaño externo (W * D * H) mm	500*611*940
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	720*620*1130

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO