

MÁQUINA DE HIELO DE LUJO (20KG)



.Área aplicable

- Hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.
- Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h): 20
- Capacidad de almacenamiento de hielo (kg):10
- Forma de hielo:Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
- Corriente de entrada (w): 280
- Temperatura de agua: 2~15°C
- Tanque:Acero inoxidable

SKU: BellMaqCopNiev-20 | **Categorías:** [Máquina de hielo de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Pequeñas partículas de hielo de nieve irregular

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMaqCopNiev-20
Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h)	20
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg)	10
Forma de hielo	Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
Corriente de entrada (w)	280
Condensación	Aire acondicionado
Temperatura ambiente	10~35°C
Temperatura de agua	2~15°C
Tanque	Acero inoxidable
Refrigerante	R134a
Accesorios estandar	1-Tubo de entrada de agua / 1-Tubo de drenaje / 1-Cuchara de hielo
Accesorios Opcionales	Filtro
Fuente de alimentación	AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ
Peso neto (Kg)	28
Peso Bruto (kg)	36
Tamaño externo (W * D * H) mm	330*470*605
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	460*620*760

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO