

## MÁQUINA DE HIELO DE LUJO (30KG)



### Área aplicable

- Hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.
- Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h): 30
- Capacidad de almacenamiento de hielo (kg): 10
- Forma de hielo: Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
- Corriente de entrada (w): 300
- Tanque: Acero inoxidable
- Peso neto (Kg): 28

**SKU:** B-01-01-03-11-0002 | **Categorías:** [Máquina de hielo de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**Pequeñas partículas de hielo de nieve irregular**

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMaqCopNiev-30
Codigo Sku	B-01-01-03-11-0002
Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h)	30
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg)	10
Forma de hielo	Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
Corriente de entrada (w)	300
Condensación	Aire acondicionado
Temperatura ambiente	10~35°C
Temperatura de agua	2~15°C
Tanque	Acero inoxidable
Refrigerante	R134a
Accesorios estandar	1-Tubo de entrada de agua / 1-Tubo de drenaje / 1-Cuchara de hielo
Accesorios Opcionales	Filtro
Fuente de alimentación	AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ
Peso neto (Kg)	28
Peso Bruto (kg)	36
Tamaño externo (W * D * H) mm	330*470*605
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	460*620*760

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO