


## MÁQUINA DE MESA PARA DESCONGELAR SANGRE





### Características:

- Control de microprocesador, interfaz intelectual, tablero superficial de touch-pad.
- Pantalla LCD.
- Doble circuito Control de temperatura.
- Anti-corrosión Cámara y tapa de acero inoxidable.
- Al terminar el descongelamiento, auto mención y drenaje.
- Sistema de alarma de audio de sobretemperatura.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Máquina de descongelación de sangre](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellMaqMesDesSangr-12	*Capacidad de Descongelamiento (400ml/pcs): 12 pcs *Tiempo de descongelamiento: $\leq 14$ min
	BellMaqMesDesSangr-8	*Capacidad de Descongelamiento (400ml/pcs): 8 pcs *Tiempo de descongelamiento: $\leq 12$ min

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Parámetros técnicos:

<b>Modelo</b>	<b>BellMaqMesDesSangr-8</b>	<b>BellMaqMesDesSangr-12</b>
Capacidad de Descongelamiento (400ml/pcs)	8 pcs	12 pcs
Rango de temperatura	37~37.5°C	
Precisión de temperatura	±0.5°C	
Uniformidad	±0.5°C	
Tiempo de descongelamiento	≤12min	≤14min
Consumo	0.5KW	
Fuente de alimentación	AC220/110V±10%,50/60Hz 10A	AC220/110V±10%, 50/60Hz 5A
Tamaño externo (W*D*H)	620*440*520mm	620*490*520mm
Tamaño del paquete (W*D*H)	720*540*720mm	720*590*720mm
Peso bruto	45kg	50kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** N/D

**Dimensiones** N/D

COTECNO