

## MÁQUINA DE PREPICADO DE MUESTRAS METALGRÁFICAS BELL-MPMM-1



**SKU:** B-01-25-0100-0507 | **Categorías:** [Máquina de ensayo universal electrónica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Aplicación:

La máquina de pre-rectificado de muestras metalográficas MPMM-1 es un tipo de máquina de banco de un solo disco que es adecuada para el rectificado grueso, y el rectificado fino y medio fino de la muestra. La máquina está equipada con un sistema de enfriamiento de agua que puede realizar el enfriamiento en el

La máquina está equipada con un sistema de refrigeración por agua que puede realizar el enfriamiento de la muestra cuando se rectifica, y esto evitará que la organización metalográfica de la muestra se dañe. Esta máquina se caracteriza por un funcionamiento cómodo, estable y fiable.

Es el equipo de preparación de muestras ideal para ser utilizado en fábricas, institutos de investigación y laboratorios universitarios.

### Parámetros técnicos:

	<b>Modelo</b>	<b>Bell-MPMM-1</b>
Código SKU		B-01-25-0100-0507
Diámetro del disco de molienda		203mm
Velocidad de rotación del disco abrasivo		700 rpm
Diámetro del papel abrasivo		200mm
Fuente de alimentación Monofásica		AC220V, 50Hz
Peso		13.00 KG

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO