

MÁQUINA DE PREPULIDO DE MUESTRAS METALGRÁFICAS BELL-MPMM-2



SKU: B-01-25-0100-0508 | **Categorías:** [Máquina de ensayo universal electrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación y característica:

La máquina de pre-rectificado de muestras metalográficas Bell-MPMM-2 es un tipo de máquina de pre-rectificado de doble disco. Aprovechando varios papeles de arena resistentes al agua con diferente granularidad. Se puede utilizar para pre-rectificar varios materiales metálicos y de aleación. Mediante el uso de esta máquina, la molienda manual puede ser reemplazada por la molienda mecánica con el fin de mejorar la eficiencia de la preparación de la muestra, también los rastros de deformación y calentamiento producidos durante el corte pueden ser eliminados por completo. Esto será adecuado para observar y medir la estructura metalográfica de la muestra bajo el microscopio.

Parámetros técnicos:

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO