

MÁQUINA DE PRUEBA DE FATIGA CON MANGO DE OLLA - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Esto se utiliza para probar la vida útil del caldero, la olla y otros utensilios de cocina. La gama ofrecida está básicamente habilitada para el uso diario del mango de caldero. Ofrecido como prueba del cansancio de los mangos de los utensilios de cocina de todos los días, generalmente se utiliza de los que se usan como parte de nuestra vida.

Normas de diseño:

BSEN12983, BSEN13834: 2007 & BSEN13834: 2007

La función principal:

Cargue la cocina y conviértala en una máquina de prueba de ciclo de elevación continua, el conjunto de la manija para soportar 15,000 ciclos, el conector no se maneja o se deforma permanentemente.

Especificaciones:

- Plataforma en contacto con el horno cubierto por una placa de goma de espesor = 5 mm, la dureza es (50 +/- 10 Shore)
- La velocidad de prueba es ajustable de 15 a 30 ciclos por minuto.
- Se incluyen dos juegos de accesorios para los utensilios de cocina con manija de palanca y los de cocina con mango de oreja.
- Contador preestablecido para el ajuste del ciclo de prueba.

SKU: BELLH-MAQPRU-FM01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de utensilios de cocina](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO