

MÁQUINA DE PRUEBA DE IMPACTO DE TACÓN - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

se utiliza para determinar la resistencia de los tacones del zapato de mujer para recibir los golpes pesados ocasionales durante el uso. Un talón sujeto con la punta hacia arriba y el vástago aproximadamente vertical es sometido a golpes repetidos por un golpeador de péndulo. La energía de los golpes aumenta sucesivamente hasta que el talón falla.

SKU: BELLH-MAQPRU-IT01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de zapatos](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO