

MÁQUINA DE PRUEBA DE LA DURABILIDAD DEL RESPALDO DE LA SILLA - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

La máquina de prueba de la durabilidad del respaldo de la silla sirve para evaluar la capacidad del respaldo de la silla para soportar la fatiga y el desgaste que se produce como resultado del usuario que ejerce una presión hacia atrás sobre la misma.

Los métodos de prueba:

fije la silla e imponga un equilibrio de 225 libras en la superficie del asiento y mantenga el mecanismo de inclinación de movimiento recíproco dentro de sus límites delantero y trasero por 300000 veces a una velocidad de 10-30 cpm.

Aplicabilidad:

Este ensayo se realizará en sillas Tipo II y III.

(Tipo II - Ángulo de asiento fijo, respaldo abatible

Tipo III - Ángulo de asiento fijo, respaldo fijo)

Nota: esta prueba no se aplica a sillas con una altura de respaldo inferior a 200 mm (7.9 pulg.)

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQPRU-DR87 | **Categorías:** [Equipo de prueba de muebles](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO