

MÁQUINA DIGITAL DE PESAS BELL-MAQDIGPES-100



SKU: B-01-29-0901-0200 | **Categorías:** [Otros equipos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-MaqDigPes-100
Código SKU	B-01-29-0901-0200
Báscula de pesaje	Digital de sobremesa para cargas pesadas de 100Kg
Circuito	microinformático de alta precisión y mejor rendimiento
Pantalla	LED rojo, 4 dígitos, 14,2 mm, (0.56inch) tamaño de dígito
Capacidad de medición	100 Kg/220 lb
Resolución	0,05 Kg/0,1 lb
Visualización del peso	0.15 Kg/0.3 lb
Selección de unidad	Kg o lb
Precisión	$(23 \pm 5) \pm (0,5 \% + 2 d)$
Tiempo de muestreo	0,8, segundo (min)
Capacidad de sobrecarga	150 Kg (min)
Control de tara	Capacidad total
Transductor	Célula de carga

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO