

MÁQUINA ELECTRÓNICA DE PRUEBA DE DURABILIDAD DE RESPALDO DE SILLA BIFMA - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

El probador de la durabilidad del respaldo de la silla se utiliza para evaluar la calidad a través de la fijación de la rueda, presionando el asiento y golpeando la espalda con fuerza, dirección, velocidad y tiempos dados repetidamente.

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQPRU-DR77 | **Categorías:** [Equipo de prueba de muebles](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO