

## MÁQUINA LÍMITE LÍQUIDO ASTM MOTORIZADO -H-4226.5F



**SKU:** H-4226.5F | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Límite Líquido](#), [Límites de Atterberg](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T89](#), [AASHTO T90](#), [ASTM D4318](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de límite de líquido motorizado proporciona pruebas uniformes con mayor grado de precisión. La unidad está compuesta por una máquina de límite líquido H-4230 ASTM con motorreductor para proporcionar la velocidad de funcionamiento adecuada y el contador automático. La máquina está unida a una placa de metal con pies de goma. Incluye H-4229 ASTM herramienta de ranurado y bloque de calibre. Cumple con ASTM D4318; AASHTO T89, T90. Envío wt. 14 lbs. (6.4 kg)

La máquina de límite de líquido ASTM motorizado admite los siguientes estándares: [ASTM D4318](#), AASHTO T89, AASHTO T90

- [Accesorios](#)
- [Repuestos](#)
- [Normas](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4229	Limite Liquido ASTM Herramientas de ranurado de plástico (10 pz)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4232	Herramienta de ranurado de metal de límite líquido, AASHTO
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4930.250	Plato de evaporación de porcelana; 250 ml de capacidad, 115 mm si. x 45 mm de altura
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4904	Espátula, borde recto, 4 "x .75" (102 mm x 19 mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4915.025	Cilindro graduado de vidrio; Capacidad: 25ml
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4233	Probador de Resistencia del Límite Líquido
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4222D	Durómetro (escala D)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4229	Limite Liquido ASTM Herramienta para ranurado de metal y bloque de calibración
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4930.250	Plato de evaporación de porcelana; 250 ml de capacidad, 115 mm si. x 45 mm de altura
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4904	Espátula, borde recto, 4 "x .75" (102 mm x 19 mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4915.025	Cilindro graduado de vidrio; Capacidad: 25ml
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4231	Taza de latón con tornillos para máquinas de límite líquido
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4231.1	Taza de latón con tornillos y leva adherida
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4230.1	Base

[ASTM D4318](#)

AASHTO T89

AASHTO T90

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO