

MÁQUINA PERFORADORA DE NÚCLEO DE HORMIGÓN B-TESTI15A



SKU: B-01-32-0200-2300 | **Categorías:** [Otros equipos](#) | **Etiquetas:** [Maquina Perforadora de Nucleo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

	Max. Diam. de Perforacion	Φ150mm
Max Profundidad de Perforacion		400 mm
Potencia del motor		2KW
Voltaje del motor		AC220V

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO