

## MÁQUINA PULIDORA DE MUESTRAS METALGRÁFICAS BELL-MAQPMM-300S



**SKU:** B-01-25-0200-0110 | **Categorías:** [Maquina de Ensayo Universal Hidraulica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales:

Este modelo es el instrumento económico y práctico diseñado para la preparación de muestras metalográficas.

Puede satisfacer las demandas de preparación de muestras de los clientes muy bien.

Equipado con una carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio y piezas de acero inoxidable que no se oxidan.

Discos de trabajo dobles. El disco de trabajo puede ser cambiado y reemplazado rápidamente. Hay dos niveles de velocidad constante para el disco de trabajo.

### Especificaciones técnicas:

	<b>Modelo</b>	<b>Bell-MaqPMM-300S</b>
Código SKU		B-01-25-0200-0110
Diametro de Disco de trabajo (mm)		300mm
Velocidad de Rotacion		150 300 rpm (velocidad constante de dos pasos)
Voltaje		3 Fases, AC 380V, 50Hz
Dimensiones		430 * 710 * 300 mm
Peso (Kg)		55 Kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO