

MÁQUINA PULIDORA DE MUESTRAS METALGRÁFICAS BELL-MAQPULMM-2G



SKU: B-01-25-0300-0102 | **Categorías:** [Máquina de prueba de cojinetes elastoméricos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación y características:

La máquina pulidora de muestras metalográficas Bell-MaqPuIMM-2G adopta una estructura de gabinete, principalmente utilizada para pulir todo tipo de productos sólidos, muestras metálicas o no metálicas.

Tiene las ventajas de la transmisión estable, bajo ruido, fácil operación y mantenimiento conveniente, puede permitir una variedad de requisitos de pulido de materiales.

Parámetros técnicos:

	Modelo	Bell-MaqPuIMM-2G
Código SKU		B-01-25-0300-0102
Diámetro del disco		φ203mm
Velocidad		1400r/min(O 900r/min a medida)
Fuente de alimentación		220V/50Hz(O 380V/50Hz hecho a medida)
Motor		180W*2
Tamaño de la máquina (L*A*H)		770*505*990mm
Peso		59KG

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO