

MÁQUINA PULIDORA DE MUESTRAS METALGRÁFICAS BELL-MAQPULMM-2T



SKU: B-01-25-0300-0101 | **Categorías:** [Máquina de prueba de cojinetes elastoméricos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación y características:

La máquina pulidora de muestras metalográficas Bell-MaqPuIMM-2T adopta una estructura de tipo de mesa, utilizada principalmente para pulir todo tipo de productos sólidos, muestras metálicas o no metálicas.

Tiene las ventajas de la transmisión estable, bajo ruido, fácil operación y mantenimiento conveniente, puede permitir una variedad de requisitos de pulido de materiales.

Parámetros técnicos:

	Modelo	Bell-MaqPuIMM-2T
Código SKU		B-01-25-0300-0101
Diámetro del disco		φ203mm
Velocidad		1400r/min (O 900r/min a medida)
Fuente de alimentación		220V/50Hz (O 380V/50Hz hecho a medida)
Tamaño de la máquina (L*A*H)		700*475*320mm
Peso		21 KG
Motor		180W*2

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO