

MÁQUINA PULIDORA DE MUESTRAS METALGRÁFICAS MÁQUINA BELL- MAQPMM-300



SKU: B-01-25-0200-0108 | **Categorías:** [Maquina de Ensayo Universal Hidraulica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales:

Este modelo es el instrumento económico y práctico diseñado para la preparación de muestras metalográficas.

Puede satisfacer las demandas de preparación de muestras de los clientes muy bien. Este modelo se diseña y se fabrica según el espécimen avanzado internacional que prepara.

Equipado con una carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio y piezas de acero inoxidable que no se oxidan.

Hay dos niveles de velocidades constantes para el disco de trabajo. El disco de trabajo puede ser cambiado y reemplazado rápidamente.

Especificaciones técnicas:

	Modelo	Bell-MaqPMM-300
Código SKU		B-01-25-0200-0108
Diametro de Disco de trabajo (mm=		300mm
Velocidad de Rotacion		150 / 300 rpm (dos niveles, constante)
Voltaje		3 Fases, 380V 50Hz
Dimensiones		430 * 710 * 300 mm
Peso (Kg)		55 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO