

## MÁQUINA PULIDORA DE MUESTRAS METALGRÁFICAS MÁQUINA BELL- MAQPMM-300



**SKU:** B-01-25-0200-0108 | **Categorías:** [Maquina de Ensayo Universal Hidraulica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales:

Este modelo es el instrumento económico y práctico diseñado para la preparación de muestras metalográficas.

Puede satisfacer las demandas de preparación de muestras de los clientes muy bien. Este modelo se diseña y se fabrica según el espécimen avanzado internacional que prepara.

Equipado con una carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio y piezas de acero inoxidable que no se oxidan.

Hay dos niveles de velocidades constantes para el disco de trabajo. El disco de trabajo puede ser cambiado y reemplazado rápidamente.

### Especificaciones técnicas:

	<b>Modelo</b>	<b>Bell-MaqPMM-300</b>
Código SKU		B-01-25-0200-0108
Diametro de Disco de trabajo (mm=		300mm
Velocidad de Rotacion		150 / 300 rpm (dos niveles, constante)
Voltaje		3 Fases, 380V 50Hz
Dimensiones		430 * 710 * 300 mm
Peso (Kg)		55 Kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO