

MÁQUINA RCT DE PAPEL Y CARTÓN PARA MICROCOMPUTADORAS- MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Puede realizar una amplia gama de pruebas, que incluyen pruebas de aplastamiento de anillos, pruebas de aplastamiento plano, pruebas de compresión de bordes, pruebas de resistencia adhesiva y otras pruebas de compresión generales, a una variedad de materiales como papel, materiales de embalaje, etc. Es un dispositivo multifuncional.

Características:

Se aplica para probar la resistencia a la rotura de las cajas que se usan para el embalaje, de electrónica, electrodomésticos, cables, ferretería, bicicletas, bolsos, alimentos, calzado, ropa, muebles, etc.

Especificaciones:



SKU: BELLH-MICPAPT-01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de embalaje de papel](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO