

MÁQUINA VERTICAL DE DESCONGELACIÓN DE SANGRE




Características:

- Control de microprocesador, interfaz intelectual, tablero superficial de touch-pad.
- Pantalla LCD.
- Doble circuito de control de temperatura.
- Anti-corrosión Cámara y tapa de acero inoxidable.
- Al terminar el descongelamiento, auto mención y drenaje.
- Con función de limpieza de bolsas de sangre.
- Sistema de alarma de audio de sobretemperatura.

SKU: N / A | **Categorías:** [Máquina de descongelación de sangre](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellMaqVerDesSangr-20	*Capacidad de Descongelamiento (400ml/pcs): 20 pcs *Tiempo de descongelamiento: ≤ 15 min
	BellMaqVerDesSangr-12	*Capacidad de Descongelamiento (400ml/pcs): 12 pcs *Tiempo de descongelamiento: ≤ 14 min
	BellMaqVerDesSangr-8	*Capacidad de Descongelamiento (400ml/pcs): 8 pcs *Tiempo de descongelamiento: ≤ 12 min

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Parámetros técnicos:

Modelo	BellMaqVerDesSangr-8	BellMaqVerDesSangr-12	BellMaqVerDesSangr-20
Capacidad de Descongelamiento (400ml/pcs)	8 pcs	12 pcs	20 pcs
Rango de temperatura	37~37.5°C		
Precisión de temperatura	±0.5°C		
Uniformidad	±0.5°C		
Tiempo de descongelamiento	≤12min	≤14min	≤15min
Consumo	1 KW		
Fuente de alimentación	AC220/110V±10%, 50/60Hz 10A	AC220/110V±10%, 50/60Hz 15A	AC220/110V±10%, 50/60Hz 15A
Tamaño externo (W*D*H)	500*550*1150mm	500*650*1150mm	650*750*1150mm
Tamaño del paquete((W*D*H))	600*650*1350mm	600*750*1350mm	750*850*1350mm
Peso bruto	65kg	85kg	105kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/D

Dimensiones N/D

COTECNO