

## MARCO DE PRUEBA DE ADHERENCIA DSK



- Marco de prueba de adhesión DSK para la determinación de la adhesión de capas de asfalto delgadas en frío según ZTV-SIB90. El bastidor se puede utilizar en máquinas de ensayo equipadas con sistema de elevación de carga constante y comprende la cruceta inferior y superior con columnas, el anillo de sujeción para núcleos Ø 150 mm y un pistón de ensayo intercambiable Ø 100 mm que se adhiere a la muestra. Fmax. 20 kN.

**SKU:** 20-1800 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Datos eléctricos	---
Dimensiones aproximadas	210x160x300 mm
Peso aproximado	15 kg
Estándares	---

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO