

MARCO DE PRUEBA DE ADHERENCIA



- Marco de prueba de adherencia para la determinación de la adherencia de capas de asfalto delgadas en frío. El bastidor se puede utilizar en máquinas de ensayo equipadas con sistema de elevación de carga constante y comprende la cruceta inferior y superior con columnas, el anillo de sujeción de los núcleos y un pistón de prueba intercambiable de Ø 50 mm que se adhiere a la muestra. Fmax. 30 kN.

SKU: 20-1805 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO