

MARTILLO DE COMPACTACIÓN POR VIBRACIÓN CON TAMPER -H-4115.3



SKU: H-4115.3 | **Categorías:** [Compactación](#), [Compactadores vibratorios](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Incluye martillo, Tamper de 5,75 "(146 mm) y mango de montaje largo de 12" (305 mm).

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO