

MARTILLO NEUROLÓGICO DEJERINE



SKU: B-01-40-01-01-02-00 | **Categorías:** [CUCHILLOS ESCALPELOS - ANESTESIA DIAGNÓSTICA](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Martillo Dejerine con aguja 21cm

La fiabilidad y la estabilidad distinguen a todos estos martillos de percusión clásicos para la prueba exacta de reflejos. Desde lo mas simple el modelo de martillo de primera calidad, fabricado en Pakistán. Todos los martillos se suministran en una bolsa de polietileno.

En nuestra empresa también encontrará los siguientes martillos neurológicos:

- Mango de acero inoxidable, 20 cm
- Acabado de la más alta calidad, cromado, con aguja y cepillo, 18 cm
- Mango cromado con aguja, 21 cm
- Acabado de máxima calidad, con aguja 21 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO