

MARTILLO SCHMIDT TIPO L, ANÁLOGO ESCL-TIPOP



Sometido al estándar de GB/T50315-2000, el instrumento se aplica para probar materiales ligeros como ladrillos, hormigón ligero, etc.

SKU: B-01-19-78-01-0166 | **Categorías:** [sin Categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Martillo Schmidt tipo L, análogo, para rocas, ideal para la evaluación de hormigón fresco y en especímenes de menos de 4 pulgadas (100 mm) de espesor, energía de impacto 0,735J

	Modelo	Escl-TipoL
Codigo SKU		B-01-19-78-01-0166
Energía de impacto		0.735J
Longitud del muelle		75mm±0.3mm
La fricción estática de la corredera del puntero		0.4N~0.6N
Radio de la punta esférica		25mm±1mm
Los valores medios de rebote en yunque de acero		74±2
Tamaño		Φ54x268mm
Peso (Kg)		1Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO