

MASA DE 100 KG A 2T E, F Y M CLASES






Estas masas están destinadas para su uso en la calibración de pesos de una clase de precisión más baja y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial clase I, clase de precisión II y clase de precisión media III. Por lo general, van acompañados de un certificado de calibración.

Todas estas masas se pueden manejar con eslingas para fijar en los anillos.

Los pesos clase M con pies se han concebido para ser apilables y se pueden manipular con una carretilla elevadora o plataforma elevadora

SKU: N / A | **Categorías:** [Pesas de Precisión](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BELLCLAE	Clase E	Any SKU / Modelo
	BELLCLAF	Clase F	Any SKU / Modelo
	BELLCLAM	Clase M	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO