

## MASA DE 100 KG A 2T E, F Y M CLASES



Estas masas están destinadas para su uso en la calibración de pesos de una clase de precisión más baja y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial clase I, clase de precisión II y clase de precisión media III. Por lo general, van acompañados de un certificado de calibración.

Todas estas masas se pueden manejar con eslingas para fijar en los anillos.

Los pesos clase M con pies se han concebido para ser apilables y se pueden manipular con una carretilla elevadora o plataforma elevadora

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Pesas de Precisión](#) |

## VARIACIONES

| Imagen   | SKU      | Descripción | SKU / Modelo     |
|--|----------|-------------|------------------|
|   | BELLCLAE | Clase E     | Any SKU / Modelo |
|   | BELLCLAF | Clase F     | Any SKU / Modelo |
|  | BELLCLAM | Clase M     | Any SKU / Modelo |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO