


MATRACES AFORADOS CON UNA MARCA DE GRADUACIÓN CON TAPÓN DE VIDRIO/PE ISO1042, DIN1270 - 100ML



SKU: B-01-21-0109-0204 | **Categorías:** [Matraz](#), [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| Modelo | Código Sku | Capacidad (ml) | Tolerancia (ml) | Tapón de cristal /caja |
|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| BellVid-MatraceAMGTV-5 | B-01-21-0109-0200 5 | | 0.025 | 7/11 288 |
| BellVid-MatraceAMGTV-10 | B-01-21-0109-0201 10 | | 0.025 | 7/11 288 |
| BellVid-MatraceAMGTV-25 | B-01-21-0109-0202 25 | | 0.040 | 10/13 288 |
| BellVid-MatraceAMGTV-50 | B-01-21-0109-0203 50 | | 0.060 | 10/13 288 |
| BellVid-MatraceAMGTV-100 | B-01-21-0109-0204 100 | | 0.100 | 12/14 144 |
| BellVid-MatraceAMGTV-200 | B-01-21-0109-0205 200 | | 0.150 | 14/15 72 |
| BellVid-MatraceAMGTV-250 | B-01-21-0109-0206 250 | | 0.150 | 14/15 72 |
| BellVid-MatraceAMGTV-500 | B-01-21-0109-0207 500 | | 0.250 | 16/16 48 |
| BellVid-MatraceAMGTV-1000 | B-01-21-0109-0208 1000 | | 0.400 | 19/17 24 |
| BellVid-MatraceAMGTV-2000 | B-01-21-0109-0209 2000 | | 0.600 | 24/20 12 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO