




MATRACES AFORADOS CON UNA MARCA DE GRADUACIÓN CON TAPÓN DE VIDRIO/PE ISO1042, DIN1269 - 50ML



SKU: B-01-21-0109-0203 | **Categorías:** [Matraz](#), [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Tolerancia (ml)	Tapón de cristal /caja
BellVid-MatraceAMGTV-5	B-01-21-0109-0200 5		0.025	7/11 288
BellVid-MatraceAMGTV-10	B-01-21-0109-0201 10		0.025	7/11 288
BellVid-MatraceAMGTV-25	B-01-21-0109-0202 25		0.040	10/13 288
BellVid-MatraceAMGTV-50	B-01-21-0109-0203 50		0.060	10/13 288
BellVid-MatraceAMGTV-100	B-01-21-0109-0204 100		0.100	12/14 144
BellVid-MatraceAMGTV-200	B-01-21-0109-0205 200		0.150	14/15 72
BellVid-MatraceAMGTV-250	B-01-21-0109-0206 250		0.150	14/15 72
BellVid-MatraceAMGTV-500	B-01-21-0109-0207 500		0.250	16/16 48
BellVid-MatraceAMGTV-1000	B-01-21-0109-0208 1000		0.400	19/17 24
BellVid-MatraceAMGTV-2000	B-01-21-0109-0209 2000		0.600	24/20 12

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO