

## MATRACES DE VIDRIO MARRÓN 1000 ML



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Matraces de Vidrio Marrón 1000 ml** Información del producto:

Se requieren matraces de vidrio marrón para que el instrumento de medición de escorrentía recolecte una cantidad proporcional de la escorrentía superficial durante los procesos de erosión. Las muestras de agua obtenida contienen cargas de erosión, que luego pueden analizarse en un laboratorio.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO