

MATRACES Erlenmeyer Cuello Ancho con Graduación 100 ml-5000 ml



**IMAGEN DE REFERENCIA

SKU: N / A | **Categorías:** [Frascos](#) |

VARIACIONES








Imagen	SKU	Descripción	Matraces - Capacidad (ml)
 <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	BellVid-CMatrazECA-100	100	
 <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	BellVid-CMatrazECA-1000	1000	
 <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	BellVid-CMatrazECA-2000	2000	
 <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	BellVid-CMatrazECA-250	250	
 <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	BellVid-CMatrazECA-3000	3000	

Imagen	SKU	Descripción	Matraces - Capacidad (ml)
 <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	BellVid-CMatrazECA-500	500	
 <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	BellVid-CMatrazECA-5000	5000	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones De Matrazes Erlenmeyer Cuello ancho con graduación 100 ml-5000 ml

Modelo	Capacidad (ml)	Max Diámetro (mm)	Diámetro De Cuello (mm)	Altura(mm) Caja
BellVid-CMatrazECA-100	100	64	34	105 192
BellVid-CMatrazECA-250	250	85	50	140 72
BellVid-CMatrazECA-500	500	105	50	175 48
BellVid-CMatrazECA-1000	1000	131	50	220 24
BellVid-CMatrazECA-2000	2000	153	72	276 12
BellVid-CMatrazECA-3000	3000	190	106	285 8
BellVid-CMatrazECA-5000	5000	220	108	322 44

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO