





## MATRACES ERLLENMEYER CUELLO ESTRECHO CON GRADUACIÓN 25 ML-5000 ML



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Frascos](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Matraces - Capacidad (ml)
	BellVid-CMatrazECE-100	100	
	BellVid-CMatrazECE-1000	1000	
	BellVid-CMatrazECE-2000	2000	
	BellVid-CMatrazECE-25	25	
	BellVid-CMatrazECE-250	250	

Imagen	SKU	Descripción	Matraces - Capacidad (ml)
	BellVid-CMatrazECE-3000	3000	
	BellVid-CMatrazECE-50	50	
	BellVid-CMatrazECE-500	500	
	BellVid-CMatrazECE-5000	5000	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones De Matrazes Erlenmeyer Cuello Estrecho Con Graduación 25 MI-5000 MI

Modelo	Capacidad (ml)	Max. Diámetro (mm)	Diámetro del cuello (mm)	Altura (mm)	Caja
BellVid-CMatrazECE-25	25	42	22	75	576
BellVid-CMatrazECE-50	50	51	22	90	192
BellVid-CMatrazECE-100	100	64	22	105	192
BellVid-CMatrazECE-250	250	85	34	145	72
BellVid-CMatrazECE-500	500	105	34	180	48
BellVid-CMatrazECE-1000	1000	131	42	220	24
BellVid-CMatrazECE-2000	2000	166	50	280	12
BellVid-CMatrazECE-3000	3000	187	51	310	8
BellVid-CMatrazECE-5000	5000	220	51	365	44

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO