

## MATRACES ERLLENMEYER DE CUELLO ANCHO CON GRADUACIÓN DIN 12385, VIDRIO BORO 3.3 - 150ML



**SKU:** B-01-21-1006-0002 | **Categorías:** [Matraz](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**BellVid-EMatraceCECG-150**

**Código SKU: B-01-21-1006-0002**

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Diámetro máximo mm	Diámetro del cuello mm	Altura mm	/caja
BellVid-EMatraceCECG-5	B-01-21-1006-0000	5	-	-	-	-
BellVid-EMatraceCECG-10	B-01-21-1006-0001	10	-	-	-	-
BellVid-CFrascoBABV-100	B-01-21-0106-0100	100	64	34	105	192
BellVid-EMatraceCECG-150	B-01-21-1006-0002	150	-	-	-	-
BellVid-EMatraceCECG-200	B-01-21-1006-0003	200	-	-	-	-
BellVid-CFrascoBABV-250	B-01-21-0106-0101	250	85	50	140	72
BellVid-EMatraceCECG-300	B-01-21-1006-0004	300	-	-	-	-
BellVid-CFrascoBABV-500	B-01-21-0106-0102	500	105	50	175	48
BellVid-CFrascoBABV-1000	B-01-21-0106-0103	1000	131	50	220	24
BellVid-CFrascoBABV-2000	B-01-21-0106-0104	2000	153	72	276	12
BellVid-CFrascoBABV-3000	B-01-21-0106-0105	3000	190	106	285	8
BellVid-CFrascoBABV-5000	B-01-21-0106-0106	5000	220	108	322	4

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO