

MATRACES ERLLENMEYER DE CUELLO ESTRECHO CON GRADUACIÓN, VIDRIO BORO 3.3 - 1000ML



SKU: N / A | Categorías: [Matraz](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones de Matracas Erlenmeyer de cuello estrecho con graduación 1000ml

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	diámetro máximo (mm)	Diámetro del cuello (mm)	Altura (mm)	/caja
BellVid-EMatraceCECG-25	B-01-21-0106-0000	25	42	22	75	576
BellVid-EMatraceCECG-50	B-01-21-0106-0001	50	51	22	90	192
BellVid-EMatraceCECG-100	B-01-21-0106-0002	100	64	22	105	192
BellVid-EMatraceCECG-250	B-01-21-0106-0003	250	85	34	145	72
BellVid-EMatraceCECG-500	B-01-21-0106-0004	500	105	34	180	48
BellVid-EMatraceCECG-1000	B-01-21-0106-0005	1000	131	42	220	24
BellVid-EMatraceCECG-2000	B-01-21-0106-0006	2000	166	50	280	12
BellVid-EMatraceCECG-3000	B-01-21-0106-0007	3000	187	51	310	8
BellVid-EMatraceCECG-5000	B-01-21-0106-0008	5000	220	51	365	4

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Capacidad (ml)

[1000](#)

COTECNO