

## MATRAZ AFORADO DE 100 ML - H-3391



### Matraces volumétricos para gravedad específica

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D854](#), [AASHTO T100](#)

Los matraces de vidrio utilizados en las determinaciones de gravedad específica están calibrados para contener la capacidad nominal a 20 °C dentro de las tolerancias permitidas. Disponible con y sin tapón.

**SKU:** H-3391 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Matraces y botellas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**H-3391** Matraz aforado de 100 ml

**H-3392** Matraz aforado de 250 ml

**H-3393** Matraz aforado de 500 ml

**H-3394** Matraz aforado de 250 ml con tapón

**H-3395** Matraz aforado de 500 ml con tapón

### Código del Producto

H-3391

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO