

MATRAZ AFORADO DE 500 ML CON TAPÓN - H-3395



Matraces volumétricos para gravedad específica

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D854](#), [AASHTO T100](#)

Los matraces de vidrio utilizados en las determinaciones de gravedad específica están calibrados para contener la capacidad nominal a 20 °C dentro de las tolerancias permitidas. Disponible con y sin tapón.

SKU: H-3395 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Matraces y botellas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-3391 Matraz aforado de 100 ml

H-3392 Matraz aforado de 250 ml

H-3393 Matraz aforado de 500 ml

H-3394 Matraz aforado de 250 ml con tapón

H-3395 Matraz aforado de 500 ml con tapón

Código del Producto

H-3395

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO