

**MATRAZ AFORADO DE VIDRIO ÁMBAR, VOLAC FORTUNA 1000 ML, CON TS 24/29,  
DE-M**



**SKU:** PG-RB258\_AM\_WAC\_K\_2 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [aforado](#), [ámbar](#), [con](#), [DEM](#), [FORTUNA](#), [Matraz](#), [vidrio](#), [VOLAC](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **MATRAZ AFORADO DE VIDRIO ÁMBAR, VOLAC FORTUNA 1000 ML, CON TS 24/29, DE-M**

Descripción: Matraz aforado de vidrio ámbar.

Nombre del producto: VOLAC FORTUNA

Volumen y graduación: 1000 ml.

Característica: con TS 24/29

Característica adicional: con tapón de polipropileno.

Color de graduación: graduación blanca  
certificado según a: DE-M

Materiales: Vidrio de borosilicato, PP.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: Clase A

Certificado: con un certificado

Tamaño: 1000

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO