

**MATRAZ AFORADO DE VIDRIO ÁMBAR, VOLAC FORTUNA 200 ML, CON TS 14/23, DE-
M**



SKU: PG-US258_AM_WAC_H_2 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [aforado](#), [ámbar](#), [con](#), [DEM](#), [FORTUNA](#), [Matraz](#), [vidrio](#), [VOLAC](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MATRAZ AFORADO DE VIDRIO ÁMBAR, VOLAC FORTUNA 200 ML, CON TS 14/23, DE-M

Descripción: Matraz aforado de vidrio ámbar.

Nombre del producto: VOLAC FORTUNA

Volumen y graduación: 200 ml.

Característica: con TS 14/23

Característica adicional: con tapón de polipropileno.

Color de graduación: graduación blanca
certificado según a: DE-M

Materiales: Vidrio de borosilicato, PP.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: USP Clase A

Certificado: con un certificado

Tamaño: 200

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO