

**MATRAZ AFORADO DE VIDRIO TRANSPARENTE, VOLAC FORTUNA 100 ML, CON TS  
12/21**



**SKU:** PG-1 5125102F | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [aforado](#), [con](#), [FORTUNA](#), [Matraz](#), [transparente](#), [vidrio](#), [VOLAC](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **MATRAZ AFORADO DE VIDRIO TRANSPARENTE, VOLAC FORTUNA 100 ML, CON TS 12/21**

Descripción: Matraz aforado de vidrio transparente.

Nombre del producto: VOLAC FORTUNA

Volumen y graduación: 100 ml.

Característica: con TS 12/21

Color de graduación: graduación azul

Clases de precisión: Clase A

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO